

# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

## Вещества, показатели (факторы)

Поверхностный электростатический потенциал  
Напряженность электрического поля на частоте 50 гц  
Напряженность магнитного поля на частоте 50 гц  
Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц-50 МГц  
Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 кГц-50МГц  
Фенол  
Формальдегид

## Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

500 В  
5 кВ/м  
80 А/м  
80 В/м  
3 А/м  
0,05 мг/л  
0,1 мг/л

## Область применения:

Изделие медицинской техники

## Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке, действующими СанПиН и ГН, наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора

## Информация, наносимая на этикетку:

наименование страны-производителя, предприятия-изготовителя, условия использования



Заключение действительно до

13.11.2011 г.

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека



И. О. Подпись: Д. П. Гульченко  
М. П.

Бланк N 024947