

АНАЛИЗАТОР БИОХИМИЧЕСКИЙ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ АБФП-КТ– 01,**торговая марка микроБиАн.****3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Наименование	Шифр конструкторской документации	Кол-во	Примечание
Анализатор биохимический фотометрический АБФП-КТ-01, ТУ 9443-031-11254896-2006	ДГВИ.941416.016	1	
<u>Принадлежности</u>			
Кювета 10 мм оптическая стеклянная или кварцевая	ГОСТ 20903	1	
Кювета 5 мм оптическая кварцевая	ГОСТ 20903	1	*)
Контрольная мера КМ1 БЛАНК	ДГВИ.203319.022	1	
Контрольная мера КМ2	ДГВИ.203319.004	1	**)
Набор стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-7	ТУ 9443-015-11254896-00	1	*), ***)
Устройство печатающее к анализаторам с оптическим каналом связи для передачи информации УП-02-«НПП-ТМ»	ТУ 9443-018-11254896-2003	1	*)
Адаптер механический для 5 мм кюветы	ДГВИ. 303758.004	1	*)
Адаптер инфракрасной связи с компьютером	ДГВИ.943119.006	1	*)
Источник питания	ДГВИ.436615.018 - для анализаторов со светофильтрами 340 нм, 405 нм, 492 нм; ДГВИ.436615.010 - для анализаторов с другими светофильтрами	1	
<u>Эксплуатационная документация</u>			
Руководство по эксплуатации с методикой поверки	ДГВИ.941416.016 РЭ	1	

*) - поставляется по отдельному заказу.

***) – оптические характеристики приведены в разделе 13 Руководства.

****) – набор должен быть поверен в установленном порядке.